

## L'ANTIBIOGRAMME APPLIQUÉ AUX GERMES DE MAMMITES BOVINES

Objectifs : * <b>par la méthode de diffusion en gélose</b> « Méthode des disques » * <b>sur une culture pure du germe à tester</b>	* <b>Identifier la sensibilité du germe aux familles d'antibiotiques utilisés en pratique vétérinaire</b> * <b>Favoriser l'expression d'une résistance</b>
Indication : * <b>Examen entrant dans l'offre de services d'un ESV spécialisé en production laitière</b>	<input type="checkbox"/> Indispensable <input checked="" type="checkbox"/> <b>Utile (Très)</b> <input type="checkbox"/> En urgence au chevet de l'animal <input checked="" type="checkbox"/> <b>Dans un délai rapide pour poser un diagnosti</b>
Avantages : * <b>Utilisation</b>	<input type="checkbox"/> Facile <input checked="" type="checkbox"/> <b>Rapide</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Disponible</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Faible coût</b>
Inconvénients/Contraintes : * <b>limites liées à la «méthode des disques»</b> * <b>selon la procédure de la norme NF U47-107</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Difficile</b> <input type="checkbox"/> Longue <input type="checkbox"/> Contraignante <input type="checkbox"/> Coût moyen
Apport au diagnostic : <b>Indispensable</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Examen d'orientation</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Examen de confirmation</b> * Sensibilité : 1 2 3 <b>4</b> 5 (de - à +) * Spécificité : 1 2 3 <b>4</b> 5 (de - à +)
Contrôle qualité : <b>Oui</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Technique manuelle</b> <b>(qualité de la réalisation technique)</b> <input type="checkbox"/> Technique automatisée (contrôle de qualité du matériel et des résultats)
Niveau de technicité requis : <b>Moyen</b>	* <b>Niveau</b> : 1 2 <b>3 4</b> 5 (de - à +)
Coûts des examens : <b>Modéré</b>	<b>Matériel</b> : <input checked="" type="checkbox"/> <b>Bas</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Moyen</b> <input type="checkbox"/> Elevé <b>Temps passé</b> : <input type="checkbox"/> Bas <input checked="" type="checkbox"/> <b>Moyen</b> <input type="checkbox"/> Elevé <b>Prix des réactifs</b> : <input checked="" type="checkbox"/> <b>Bas</b> <input type="checkbox"/> Moyen <input type="checkbox"/> Elevé
Elimination des déchets avec les DASRI :	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Oui - spécimens, milieux de culture colorants, matériel de pipetage</b> <input type="checkbox"/> Non
Hygiène et sécurité : * <b>Risque infectieux</b>	* <b>Risque</b> : 1 <b>2 3</b> 4 5 (de - à +)