

A.B.C. EN PRATIQUE

LA COPROSCOPIE

<p>Objectifs :</p> <ul style="list-style-type: none"> * Permettre après préparation d'un échantillon de fèces puis lecture au microscope : 	<ul style="list-style-type: none"> * d'identifier les œufs / larves/ adultes * de les dénombrer éventuellement * pour un diagnostic d'infection parasitaire d'un individu / troupeau
<p>Indications :</p> <ul style="list-style-type: none"> * Examen fréquent / important * En élevage (bilan parasitaire troupeau) * En cas d'affection digestive individuelle * Pour le dépistage (zoonoses) 	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Indispensable <input type="checkbox"/> Utile <input type="checkbox"/> En urgence au chevet de l'animal <input checked="" type="checkbox"/> Dans un délai rapide pour poser un diagnostic
<p>Avantages :</p> <ul style="list-style-type: none"> * Examen direct * Technique de flottation * Technique de sédimentation 	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Facile <input type="checkbox"/> Rapide <input checked="" type="checkbox"/> Disponible <input checked="" type="checkbox"/> Faible coût
<p>Inconvénients /Contraintes :</p> <ul style="list-style-type: none"> * Ensemble de techniques nécessitant un apprentissage pour une diagnose sûre 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Difficile <input checked="" type="checkbox"/> Long (assez) <input checked="" type="checkbox"/> Contraignant <input checked="" type="checkbox"/> Coût moyen (en temps passé...)
<p>Apport au diagnostic : Indispensable</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Examen d'orientation <input checked="" type="checkbox"/> Examen de confirmation * Sensibilité : 1 2 3 4 5 (de - à +) * Spécificité : 1 2 3 4 5 (de - à +)
<p>Contrôle qualité : Oui</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Technique manuelle (qualité de la réalisation technique) <input type="checkbox"/> Technique automatisée (contrôle de qualité du matériel et des résultats)
<p>Niveau de technicité requis : Assez élevé</p>	<ul style="list-style-type: none"> * Niveau : 1 2 3 4 5 (de - à +)
<p>Coûts des examens :</p> <ul style="list-style-type: none"> * Modéré pour les méthodes manuelles traditionnelles * Plus élevé avec milieu prêt à l'emploi 	<p>Matériel : <input checked="" type="checkbox"/> Bas <input type="checkbox"/> Moyen <input type="checkbox"/> Elevé</p> <p>Temps passé : <input type="checkbox"/> Bas <input type="checkbox"/> Moyen <input checked="" type="checkbox"/> Elevé</p> <p>Prix des réactifs : <input checked="" type="checkbox"/> Bas <input checked="" type="checkbox"/> Moyen <input type="checkbox"/> Elevé</p>
<p>Elimination des déchets avec les DASRI :</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Oui - lames, milieux de préparation des échantillons, mat. pipetage <input type="checkbox"/> Non
<p>Hygiène et sécurité :</p> <ul style="list-style-type: none"> * Préparation de fèces, risque de zoonose, risque toxique (sulfate de Zinc) 	<ul style="list-style-type: none"> * Risque : 1 2 3 4 5 (de - à +)